



### Gants de chirurgie latex non poudrés stériles - Robé Médical

Pour un très haut niveau de confort - avec surface texturée et manchette perlée

Ces gants de chirurgie en latex sont stériles et non poudrés. Ils présentent l'avantage d'être plus facile à enfiler.

- Ambidextre
- Latex non poudré.
- Surface micro-granuleuse anti-dérapante pour une sensibilité optimale.
- Lisse à l'intérieur
- Étanche à la poussière et à l'eau
- Boîte de 50 paires
- Pour tout type d'intervention.

#### Tailles disponibles :

- XS / 6,5
- S / 7
- M / 7,5
- L / 8
- XL / 8,5

#### Conditionnement :

Emballage stérile par paire, avec pochette intérieure main droite et main gauche.

Boîte de 50 paires.

**Validité :** 5 ans après fabrication

-----  
Matériel médical CE (MDD 93/42/EEC)

#### Conforme aux normes :

BS EN455-1,2,3&4  
EN374,  
ASTM D6319,  
Norme ISO13485

*Ne pas utiliser si le produit ou le sachet sont endommagés.*