



Garrot BD Kimetec réutilisable automatique avec motifs

Modèle tourniquet, réutilisable et automatique.

Kimetec BD est un garrot automatique qui s'utilise d'une seule main, facile et rapide à poser.

Type tourniquet avec desserrage dès le premier tube, réduisant ainsi l'incidence de variables pré-analytiques liées à la stase veineuse sur les résultats.

- Adulte et enfant.
- Sans latex.
- Ouverture d'une seule main.
- Fermeture et serrage facile.
- Tissu élastique très résistant.
- Ne pince pas la peau.
- Lavable en machine à basse température.

Dimensions :

- De l'élastique : 425 x 25 mm.
- Du garrot complet : 525 x 35 mm.

Composé de lycra et polypropylène.

Vendu à l'unité.

Disponible en coloris bleu, jaune ou vert.

Fabrication Allemande.

Matériel médical CE.