

## FICHE TECHNIQUE

### Garrot rapide avec motif Jetpull

**Garrot automatique pour une pose sécurisée facile et rapide.**

Fabriqué en Allemagne, le Garrot JETPULL s'utilise d'une seule main, et offre une sécurité maximale d'utilisation.

Type tourniquet avec desserrage dès le premier tube

- Ouverture immédiate.
- Fermeture et serrage facile.
- Ne pince pas la peau.
- Tissu élastique très résistant.
- Autoclavable à 120°.
- Lavable à 90°.

Disponible en version adulte ou enfant.

Dimensions :

- de l'élastique : 410 x 23 mm.
- du garrot complet : 480 x 30 mm.

Matériel médical CE.

