



Glucomètre spécial vétérinaire glycémie et cétones Centrivet

Résultat rapide en 5 à 10 secondes, volume de sang réduit, glycémie et cétonémie chez le chat ou le chien

Auto-contrôle du volume sanguin, permet d'afficher le taux de glycémie ou de cétones à partir d'une goutte de sang appliquée sur une bandelette et insérée dans le lecteur.

Carte à puce calibrée selon l'espèce animal, mémoire des 450 dernières mesures avec date et heure, éjecteur de bandelettes.

Indicateur d'hypoglycémie, d'hyperglycémie et de cétones si le taux est supérieur à la limite enregistrée, indicateur de repas.

Quantité d'échantillonnage:

0.8µl de sang capillaire pour un test de glycémie.

1.2µl de sang capillaire pour un test de cétonémie.

La méthode de prélèvement est propre à chaque animal, consultez votre vétérinaire afin de déterminer la méthode de prélèvement appropriée.

Fabriqué aux Etats-Unis par les laboratoires ACON.

- Uniquement pour un usage animal.
- 5 secondes pour les résultats de glucose et 10 secondes pour les résultats de la cétones.
- Détection de remplissage audible pour réduire les bandelettes perdues.
- Mémoire: 450 dernières mesures avec date et heure.
- Moyennes des 7, 14, 30, 60 et 90 jours.
- Plage de mesure glycémie: 10-600 mg/dL ou 0,6-33,3 mmol/L.
- Plage de mesure cétones: 0,0-8,0 mmol/L.
- Bouton éjecteur de bandelettes.
- Marqueurs de repas: Pour aider à surveiller les résultats avant et après les repas.
- 1 à 5 rappels de test paramétrables par jour.
- Avertisseur sonore "BIP".
- Alimentation: 2 piles bouton CR 2032 (3V). Autonomie environ 3000 mesures.
- Arrêt automatique après 2 minutes d'inactivité.

Le recueil de la goutte de sang se fait directement sur la bandelette test.

Nous proposons en accessoires:

- [Les bandelettes test glucose.](#)
- Les bandelettes test cétones (sur devis).
- [Le kit de solution de contrôle glucose ou cétones.](#)
- [Les lancettes de sécurité autopiqueur.](#)
- [Le stylo autopiqueur.](#)
- [Les lancettes pour stylo autopiqueur en 26G ou 28G.](#)

Dimensions glucomètre: 90,3x58x19,4 mm.

Dimensions écran: 40,2x36 mm.

Poids: 64g (avec pile).

Livré en trousse semi rigide avec 2 piles CR2032, 1 mode d'emploi.