

### **Haricot Inox à bords roulés**

Bassins réniformes à bords roulés atraumatiques.

En inox de qualité supérieure 18/10.

Autoclavables et chaleur sèche.

**Idéal pour :**

- Déposer les instruments médicaux,
- Recueillir les pansements et déchets de soins.

**3 tailles disponibles :** 20 cm, 25 cm et 28 cm.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

Matériel médical CE.

Garantie : 2 ans.

