



### Housse intégrale anti-feu polyuréthane + jersey Clinicare

#### Pour une protection imperméable et confortable du matelas.

Réalisée en CLINICARE 150g NF M1 jersey polyester enduit de polyuréthane non feu.

Aide à la longévité du matelas. Convient également en housse de rechange.

- Houssage facile : ouverture par fermeture à glissière sur 2 côtés.
- Imperméable : très bonne résistance aux lavages fréquents en machine à 95°C.
- Très hygiénique et résistant aux bactéries.

Convient particulièrement pour la protection des matelas à prévention d'escarres :

- En mousse haute résilience,
- Visco-élastique,
- Cellules à perte d'air.

Utilisation à l'hôpital, en collectivité, et à domicile.

Traitement permanent anti-bactérien Sanitized, testé à la résistance contre le Staphylococcus Aureus (MRSA).  
OEKO TEX Standard 100 classe IV (EN 45 014).

Dimensions :

- Largeur : 90 x longueur 190 x hauteur 15 cm
- Largeur : 90 x longueur 200 x hauteur 15 cm

*Coloris aléatoire selon arrivage pour la référence HOU190 (bleu arctique ou bleu nuit).*

