

## FICHE TECHNIQUE

### Insufflateur Ambu Spur II Bavu monopatient masque bourrelet gonflable

Avec masque à bourrelet gonflable pour réajuster le gonflage du bourrelet si nécessaire.

Ballon Autoremplesseur à Valve Unidirectionnelle (BAVU) en SEBS, sans PVC avec texture SafeGrip pour une prise en main sécurisée, ergonomique garantissant un volume de compression optimal avec une résistance mécanique minimale.

Insufflateur SPUR (Single Patient Use Resuscitator) monopatient permettant de réduire tous risques de contamination croisée. Masque transparent permettant un contrôle visuel des voies aériennes (couleur des lèvres, écoulements).

#### Nous vous proposons le SPUR II AMBU avec 2 versions de masque:

- Soit avec [masque à bourrelet pré-gonflé](#).
- Soit avec masque à bourrelet gonflable (valve de gonflage) qui permet de réajuster le gonflage du bourrelet si nécessaire.

Valve patient à clapet unique et valve d'admission visibles pendant la réanimation.

Poignée intégrée permettant de ventiler le patient avec une seule main si nécessaire.

Ballon fin et ergonomique pour une résistance mécanique minimale

Surface SafeGrip pour une prise en main sécurisée, même en situation de stress

Système Mediport qui permet, grâce à une seringue, une injection directe dans la sonde endotrachéale.

Montage facile d'un manomètre de pression et/ou d'une valve PEP

Destiné à la ventilation manuelle de patients nouveau-nés, pédiatriques et adultes.

Les modèles pour enfant et bébés sont équipés d'une valve de surpression blocable conformément à la réglementation.

Composition en SEBS, ne contient pas de PVC, sans phtalates, sans latex.

#### Composé de :

- 1 ballon à oxygène.
- 1 valve patient, orientable à 360°.
- 1 valve d'arrivée oxygène.
- 1 ou 2 masques à bourrelet gonflable.
- 1 tubulure de raccordement O<sub>2</sub>. Longueur 2 mètres.

- Non stérile.
- Patient unique.
- Non autoclavable.

- **Modèle adulte** (pour adultes et enfants pesant + de 30kg) avec 1 masque à



boufflet gonffable - Taille Adulte Medium.

- **Modèle pédiatrique** (pour bébés et enfants pesant jusqu'à 30kg - 9 ans environ) avec 1 masque à boufflet gonffable - Taille Enfant.
- **Modèle nourrisson** (pour nouveaux-nés et nourrissons pesant moins de 10 kg) avec 1 masque à boufflet gonffable - Taille Bébé.

L'insufflateur Ambu SPUR II est livré complet en sachet individuel refermable avec code couleur pour une identification rapide de la taille.

Conforme aux normes de sécurité EN ISO 10651-4:2002 et ASTM F 920-93.

Garantie : 2 ans.  
Matériel médical CE.