

Kit de 3 solutions de contrôle pour lecteur de glycémie ON Call Plus II

Tests de contrôle pour lecteur de glycémie.

Kit de 3 solutions pour tests de contrôle du lecteur de glycémie ON CALL PLUS II.

Composition d'un kit:

- 1 flacon 2ml solutions de contrôle 0
- 1 flacon 2ml solutions de contrôle 1
- 1 flacon 2ml solutions de contrôle 2

Matériel Médical CE.

[Voir la fiche produit du lecteur de glycémie On Call Plus II.](#)

