



Kit urgence avec tensiomètre manuel anéroïde et 5 brassards + stéthoscope

5 brassards différents pour une mesure précise et fiable adaptés à toutes les morphologies.

Kit complet composé d'un tensiomètre manopaire à membrane anéroïde avec large cadran, 5 brassards souples simple tubulure et un stéthoscope simple pavillon.

Livré dans un sac de transport multi-poches.

Kit tensiomètre :

- Manomètre grand cadran (60 mm), boîtier résistant (diamètre 72 mm).
- Échelle graduée 0 à 300 mmHg.
- Poire de gonflage Ø 150 mm.
- Cuillère de maintien et robinet de décompression.
- Raccord métal à vis.
- Brassards en nylon orange, fixation velcro.
- 5 brassards différents (nourrisson, enfant/petit adulte, adulte, adulte large et adulte extra large).
- Raccord métal à vis.
- Sans latex.
- Plage de mesure: 40 à 260 mmHg.
- Gamme d'échelle: 2 mmHg.
- Précision: +/- 3 mmHg.

Stéthoscope simple pavillon :

- Aluminium léger.
- Tubulure PVC de 56 cm.
- Embouts auriculaires PVC.
- Sans latex.

Sac de rangement souple, multi-poches, fermeture velcro.

Kit de 5 brassards de tailles différentes :

- Nourrisson : Circonférence de 13 à 19 cm.
- Enfant/petit adulte : Circonférence de 18,4 à 26,7 cm.
- Adulte : Circonférence de 25,4 à 40,6 cm.
- Adulte Large : Circonférence de 33,3 à 51 cm.
- Adulte XLarge : Circonférence de 40,6 à 66 cm.

Dimensions du tensiomètre : L 171 x P 72 x H 50 mm

Poids : 196g

Dimensions stéthoscope : Longueur totale 78 cm

Poids : 82g

Dimensions sac de transport : L 46 x l 25 x P 7 cm

Poids total : 1kg

Livré dans un sac de transport avec tensiomètre manopaire, kit 5 brassards et stéthoscope simple pavillon.

Garantie 2 ans.
Matériel Médical CE.