

FICHE TECHNIQUE

Lame laryngoscope usage unique universelle Miller F.O.

La qualité de la fibre optique en usage unique.

Lames non stériles pour laryngoscope à fibre optique à usage unique.

Forte intensité lumineuse : > 8 700 lux / 3,5V.

Conducteur optique en acrylique pour une transmission optimale de la lumière.

2 tailles disponibles non stériles:

- Lame Miller 0 : 81 mm.

- Lame Miller 1 : 105 mm.

Emballage individuel.

Les lames pour laryngoscope à usage unique universelle Miller sont compatibles avec toutes les poignées avec fixation conforme à la norme ISO7376.

Matériel médical CE.

N.B.: La norme [ISO 7376](#) définit les dimensions des poignées et des lames pour laryngoscopes à enclenchement. Elle précise les exigences générales des laryngoscopes et l'interchangeabilité entre lames et manches.

