



### Lampe d'examen Led Luxamed forte intensité 50 000 Lux - Fabrication Allemande.

Technologie Led pour un éclairage de bonne qualité lors d'examens grâce à son intensité d'éclairage de 50.000 Lux.

Lampe d'examen avec éclairage LED intense de 50 000 Lux à une distance de travail de 30 cm.

Tête de lampe aluminium 4 LED haute performance. Bras flexible col de cygne de 90 cm pour un positionnement idéal de la source lumineuse. Lumière blanche sans dégagement de chaleur.

- Température des couleurs : 4 200 K.
- Illuminance 50 000 Lux.
- Durée de vie LED 50 000 heures.
- Hauteur maximale : 165 cm.
- LED 15V - 11.25W.
- Interrupteur marche/arrêt sur le câble d'alimentation.

Lampe disponible en blanc ou noir.

#### **3 modèles de support disponibles:**

- Étau de fixation pour bureau.
- Support mural.
- Piétement métal 5 branches à roulettes, dont 2 avec freins actionnables au pied pour l'immobilisation de la lampe. Coloris blanc.

Garantie : 2 ans.

Fabrication Allemande.  
Matériel médical CE.

Existe également avec poignée amovible stérilisable, [en blanche ou noire](#) ou [en couleurs](#).