

Lampe stylo de poche éclairage halogène automatique DR Simson

Lampe stylo allumage automatique avec le clip de fixation

La lampe stylo avec éclairage Halogène est principalement utilisée pour l'observation de la gorge, des réflexes pupillaires en médecine générale, par les ambulanciers, les urgentistes...



- Eclairage fort et précis.
- Changement des piles avec système à vis.
- Cylindre métal interne de placement des piles.
- Allumage et arrêt automatique en appuyant sur le clip de fixation.
- Corps plastique.
- Clip de fixation pour poche poitrine.
- Coloris bleu ou noir.

Alimentation avec 2 piles 1,5V AAA LR03 (fournies).
Autonomie: environ 6 heures en utilisation continue.

Dimensions: Longueur 12,5 cm, Ø 6 cm.
Poids: 34g (avec piles).

Garantie de 2 ans.
Dispositif médical CE.