



Lancettes de sécurité autorétractables 28G ON Call - Boîte de 100

Pour un prélèvement capillaire sans utiliser de stylo autopiqueur. Ergonomique et indolore.

Dispositif prêt à l'emploi ergonomique, facile à utiliser, activation par simple pression pour les prélèvements de sang capillaires. Prélèvements destinés aux appareils d'autocontrôle pour l'analyse du taux de glycémie, taux de cholestérol, taux d'hémoglobine, taux d'INR/PT. L'aiguille est auto rétractable pour réduire les risques de blessures par piqûre et éviter toute réutilisation.

- Usage unique.
- Stérilisation Rayon Gamma.
- Aiguilles ultra fine, 28G.
- Activation par simple pression.

Dimensions: L 3,8cm x l 0,9cm.

Boîte de 100 lancettes de sécurité.

Matériel Médical CE.