



### Les Sets Ultra Compacts: Set de soins Eco Rond Robé Médical - blister souple -Fabrication Européenne

Version compacte spécialement conçue pour un minimum d'encombrement.

Idéal lors des déplacements : facile d'utilisation et pratique, il se glisse partout.

Excellent rapport qualité/prix.

Plus de respect de l'environnement avec un set et un conditionnement de taille réduite.

Emballage de qualité médicale et instruments sans PVC. Ne contient aucune substance "Reach".

Instrumentation plastique premier choix avec grande facilité de préhension.

**Nouveau : version avec blister souple pour un gain de place supplémentaire de 25 %**

Composition des sets **stériles** :

- 3 tampons de gaze ronds 17 fils,
- 1 pince à disséquer plastique bleue,
- 1 pince à disséquer plastique verte,
- 1 blister souple.

Ces sets existent également avec la même composition en blister taille classique avec 3 compartiments : [set de soins éco rond classique](#)

3 tampons de gaze ronds 17 fils, 1 pince à disséquer plastique bleue, 1 pince à disséquer plastique verte & 1 blister souple. Set ultra compact en blister souple.

Conditionnement en lot de 60 sets.

Matériel médical CE.