

Les Sets Ultra Compacts : le mini set de pansements N°2 Robemed

Set avec 3 tampons de gaze rond 17 fils, 5 compresses non-tissées, 2 pinces à disséquer, 1 blister rigide mono compartiment

Version ultra compacte spécialement étudiée pour un minimum d'encombrement.

Idéal lors des déplacements : facile d'utilisation et pratique, il se glisse partout.

Excellent rapport qualité/prix.

Instrumentation plastique premier choix avec grande facilité de préhension.

Composition du set **stérile** :

- 3 tampons de gaze ronds 17 fils
- 5 compresses non-tissées, 7,5 x 7,5 cm, 30g/m²
- 1 pince à disséquer plastique bleue
- 1 pince à disséquer plastique verte
- 1 blister rigide mono compartiment 10,5 x 15,5 cm

Existe également en [version classique](#) pour un plus grand confort d'utilisation.

Conditionnement sous carton de 60 sets ultra compacts.

Matériel médical CE.

