

Les Sets Ultra Compacts : le mini set de soins compact n°5 Robemed

5 tampons de gaze, 2 pinces à disséquer et 1 champ de soins. Pour les soins à domicile.

Version ultra compacte spécialement étudiée pour un minimum d'encombrement.

Idéal lors des déplacements comme les soins à domicile. Facile d'utilisation et pratique, il se glisse partout.

Excellent rapport qualité/prix.

Plus de respect de l'environnement avec un set et un conditionnement de taille réduite.

Emballage de qualité médicale et instruments sans PVC. Ne contient aucune substance "Reach".

Instrumentation plastique premier choix avec grande facilité de préhension.

Composition du set en blister rigide **stérile** :

- 5 tampons de gaze ronds 17 fils,
- 1 pince à disséquer plastique bleue,
- 1 pince à disséquer plastique verte,
- 1 champ de soins 38 x 45 cm,
- 1 blister rigide mono compartiment 10,5 x 15,5 cm

Conditionnement en carton de 60 sets.
Matériel médical CE.

