



LiSa LifeSaver, L'assistance d'urgence pour le massage cardiaque

Aide pour massage cardiaque

LiSa assiste les secouristes pour effectuer un massage cardiaque à des adultes et des adolescents conformément aux directives relatives aux mesures de réanimation.

Lisa se porte au poignet comme une montre.

L'intensité du massage cardiaque est enregistrée et affichée sur un diagramme en barres.

En parallèle, la fréquence requise est indiquée sous forme visuelle et sonore.

Après 30 signaux pour le massage cardiaque, une LED bleue s'allume à l'écran pendant 5 secondes et signale le moment approprié pour la respiration artificielle.

La mesure de l'intensité du massage cardiaque se produit en continu pendant ce temps. En cas de mauvaise position des bras durant le massage cardiaque, une LED rouge s'allume à l'écran. L'affichage est parfaitement visible par l'utilisateur grâce à l'écran oblique.

- Dimensions (h x l x p) : 65 x 60 x 40 mm
- Poids : 72,6 g
- Alimentation électrique : pile 1,5 V (type AAA)
- Autonomie : Fonctionnement continu pendant au moins 2 heures

Comprend : Assistant d'urgence LiSa LifeSaver, 1 bracelet, 1 x pile de type AAA, mode d'emploi, étui.

Matériel Médical CE