

Lingettes Désinfectantes Dentiro Wipes Oroclean - 20 x 14,5



Les lingettes désinfectantes ont une teneur en alcool inférieure à 50 %, ce qui non seulement réduit le risque d'allergies mais augmente également la compatibilité des matériaux (tables de commande, tuyaux d'aspiration, pièces à main, contre-angles, les poignées d'éclairage et l'équipement médical en aluminium, cuivre, silicium, caoutchouc et plastiques comme le PVC et le verre acrylique)

Conformes aux normes EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 13610, EN 13624, EN 13697, EN13727, EN 14204, EN14348, EN14476

Lingettes désinfectantes virucides pour la désinfection des surfaces et dispositifs médicaux non invasifs - Grand format 20 x 14.5

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide 15 secondes

Levuricide 15 secondes

Virucide : virus enveloppés, Coronavirus, BVDV, Virus de l'hépatite B, Virus de l'hépatite C, Herpès, VIH, Influenza A, en 15 secondes. Rotavirus 30 secondes Adénovirus, Norovirus, Poliovirus en 60 secondes.

- Lingette grand format 15% de surface supplémentaire que le format classique
- Biodégradables
- Actif en 60 secondes
- Séchage sans résidus
- Testé dermatologiquement

Composition (100g) :

- 31.3g Ethanol
- 16.7g Isoprapanol

Dimension 14.5 x 20 cm.

(!) : les recharges Dentiro ne peuvent être utilisées que dans des boîtes grand format.

Matériel médical CE.

Fabriqué en Suisse.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

- H228 Matière solide inflammable
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux