

Lingettes désinfectantes Anios Wip'Anios Excel 100% biodégradable - Sachet de 100

Pour le traitement des dispositifs médicaux entre 2 patients.

Lingettes nettoyantes désinfectantes en viscose 100 % biodégradables, à usage unique.

Les Wip'Anios Excel sont imprégnées d'une solution détergente et désinfectante.



Activité virucide sur virus enveloppés selon la norme EN14476

- Composition 100 % viscose.
- Solution d'imprégnation : formulée sans substance CMR, sans parfum, sans alcool.
- Solution d'imprégnation 5 mL par lingette.
- Large spectre virucide.

Convient pour le nettoyage et la désinfection des insufflateurs manuels réutilisables de type BAVU: AMBU, ROBE MEDICAL, DRÄGER.

Dimensions de la lingette : 180 x 200 mm.

Conditionné par sachet de 100 lingettes.

Sachet à fermeture hermétique.

En accessoire, nous vous proposons le support lingettes WIP ANIOS EXCEL.

Convient pour les sachets de 60 ou de 100 lingettes WIP ANIOS EXCEL.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.