

Lingettes désinfectantes Anios Wip'Anios Excel écoresponsables - Sachet de 50

Les lingettes Wip'anios permettent le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux non immergeables et des structures externes des équipements.

Wip'anios convient également au nettoyage et à la désinfection des surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Activité virucide sur virus enveloppés selon la norme EN14476 sur vaccinia virus.

Propriétés microbiologiques:

Bactericide en 3 mn 20° (EN13727, EN13697, EN14561), actif sur Mycobacterium tuberculosis)

Fongicide en 20 mn 20° (EN13624, EN13697, EN14562)

Actif en 5 mn sur HIV-1, BVDV, Rotavirus, Herpesvirus.

Actif sur Coronavirus.



Convient pour le nettoyage et la désinfection des insufflateurs manuels réutilisables de type BAVU: AMBU, ROBE MEDICAL, DRÄGER.

Dimensions de la lingette : 180 x 200 mm.

Conditionné par sachet de 50 lingettes.

Sachet à fermeture hermétique.

Lingettes en viscose écoresponsable pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.