



### Lingettes désinfectantes Aseptonet

Lingettes nettoyantes et désinfectantes sans rinçage. Bactéricide, fongicide, virucide.

Non agressif, contient moins de 2.5% d'alcool éthylique et moins de 0.1% d'alcool isopropylique.

Fabrication Française.

Contient :

- Moins de 5% d'agents de surface non ioniques
- Parfum dont limonène (connu pour son odeur fraîche et acidulée. Réputé pour ses propriétés antiseptique, antivirale et sédative)
- Désinfectants

Testé et actif sur H1N1 (virus grippe A).

Temps de contact 1 minute.

Propriétés microbiologiques :

- Bactéricide EN 1040, EN1276, EN13697, EN14561, en 5 min
- Fongicide EN 1275, EN1650 (sur Candida albicans), EN13697, en 5 min
- Levuricide EN13624 sur Candida albicans, en 5 min
- Virucide EN14476 sur l'Herpès Simplex Virus (HSV) en 5min, Coronavirus et Influenza A (H1N1) en 1 min, Rotavirus en 15 min.

Dimensions de la lingette : 13 x 20 cm.

Usage professionnel.

Matériel medical CE.

Nous vous proposons également [les recharges de 100 lingettes Aseptonet.](#)

Lingettes pour la désinfection des dispositifs médicaux et des surfaces. Format classique 19 x 13

**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.**