

Lingettes nettoyantes désinfectantes multisurface-EN 14476- bactéricide, virucide, levuricide

Toutes surfaces, milieu médical et contact alimentaire - TP2-TP4 - Épaisses et douces

Très absorbantes pour désincruster efficacement surfaces et petit matériel médical.

Produit biocide pour le nettoyage et la désinfection des surfaces. Utilisable en milieu médical sur dispositifs médicaux non critiques et contact alimentaire **TP2 et TP4**.

- Usage unique
- Sans rinçage
- Sèche rapidement
- Temps d'action 30 à 60 secondes
- Tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique
- Dimensions de la lingette : 155 x 200 mm
- Sachets de 100 lingettes épaisses (25% VISCOSE, POLYESTER 75%)

Propriétés microbiologiques :

- **Bactéricide** EN16615, EN1276, EN13727+A2, EN1500
- **Levuricide** sur *Candida albicans* EN1275 en 30 sec. , EN1650+A1 en 30 sec., EN13624 en 30 sec.
- **Virucide** EN14476+A1/A2, actif sur virus enveloppés en 30 sec., H1N1 en 60 sec.

Composition et dimensions de la lingette :

Non-tissé viscosse à 25% / polyester à 75%

Dimensions dépliées : 150 x 180 cm - (Spunlace 42GSM/m²)

Poids de la lingette à sec : 1.20g/pièces +/-%10

Solution d'imprégnation : 3.50g/pièces +/-%10

Conditionné en sachet de 100 lingettes épaisses.
Prix dégressif à partir de 6 ou 12 sachets achetés.

Dispositif conforme à la directive européenne CE 2007/22.

Fabrication Européenne.

Dangereux respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Précautions d'emploi : Consulter la fiche technique au préalable. Eviter le contact avec une peau irritée, une plaie, ou les muqueuses.

