

Mannequin de soins

Pour la formation aux soins infirmiers et de gériatrie.

Mannequin pour la formation des élèves infirmières, sans organes internes.

Convient aux soins suivants:

- hygiène intime et soins de la bouche (prothèse partielle amovible)
- mise au lit avec possibilité de mouvements
- bandage et mise en place de pansements pour plaies (y compris le pansement d'un moignon)
- rinçage (oeil, oreille, nez, estomac, intestin, vessie)
- injections (intramusculaires et sous-cutanées)
- administration d'oxygène
- soins de l'orifice de trachéotomie
- évaluation et soins des escarres
- soin du syndrome du pied diabétique

Sans latex.

Nuque, bras et jambes mobiles, dos flexible.

