



### Marteau réflexes de Buck aiguille de stimulation et pinceau neurologique

Permet de tester les réflexes et la sensibilité neurologiques chez l'adulte et l'enfant.

Marteau en aluminium avec extrémités percutantes hémisphériques de 2 diamètres différents pour l'examen des réflexes tendineux. L'aiguille de stimulation est placée dans le haut du marteau et le pinceau neurologique est vissé à la base du manche. Ils sont destinés à mesurer la sensibilité nerveuse.

- Longueur: 180 mm.
- Dimensions de la tête: 60 x 15 mm.
- Petite extrémité: Ø 10 mm.
- Grande extrémité: Ø 15 mm.
- Poids: 50g.

Garantie 2 ans.

Matériel Médical CE.