



Masque Ffp2 Vbi Inspire - EN 149:2001 forme bec de canard - Haute respirabilité - Boite de 50

Conforme EN 149: 2001 + A1: 2009. Haute performance respiratoire. Grand Confort.- Fab. Française - Non Réutilisable

Demi-masque à usage unique, filtrant contre les particules conforme à la norme EN 149: 2001 + A1: 2009. Equipement de protection individuelle de catégorie III conforme au règlement EPI 2016/425. Filtration des particules fines >94 % (virus, bactéries, poussières).

Haute respirabilité :

La norme européenne prévoit un niveau de pression maximum ne devant pas être dépassé pour assurer la respiration. Plus son niveau est bas, plus la respiration s'effectue facilement. Ce niveau pour la classe FFP2 est de 2,4 mbar.

Ce masque présente un niveau de pression inférieur à 1 mbar (0,93), et donc plus de deux fois favorable à la respiration que la norme.

- Forme concave avec pli horizontal pour une meilleure étanchéité.
- S'accroche derrière la tête.
- Avec barrette nasale.
- Non tissés.
- Doux et confortable.
- Haute respirabilité.
- Fabriqués en France.

Performance respiratoire :

- Résistance expiratoire à 160l/ min : 1,20 mbar (norme FFP2 : 3 mbar max.)
- Résistance inspiratoire à 95l/min : 0,93 mbar (norme FFP2 : 2,4 mbar max.)
- Résistance inspiratoire à 30l/min : 0,26 mbar (norme FFP2 : 0,7 mbar max.)

Conditionné par boîte de 50 masques.

Emballage en sachet individuel.

Équipement de Protection Individuelle CE.