

## FICHE TECHNIQUE



### Masque réanimation bouche à bouche avec tampons d'alcool et gants vinyle Rcp

Masque de réanimation en polypropylène avec valve de non-réinhalation et filtre

Ce masque de réanimation RCP de poche offre un maximum de confort. Il est fabriqué avec du polypropylène, qui est une forme de plastique approuvé pour ses qualités remarquables.

Le polypropylène a la propriété de résister à la graisse. Il est inodore, indéchirable et 100% recyclable.

Adhérent parfaitement à la forme du visage, le masque est doté d'une sangle élastique qui permet de contourner la tête du patient afin d'éviter le glissement du masque pendant la RCP.

Il est livré dans sa coque en plastique rigide avec une fiche explicative illustrée, une paire de gants et 2 tampon imprégné d'alcool à 70°, plié sous sachet individuel pelable, indiqué pour la désinfection des peaux saines.

Facilement transportable.

Utilisable chez l'adulte, l'enfant et le nourrisson.

- Usage unique.
- Format de poche.
- Non autoclavable.
- Valve de non-réinhalation intégrée empêchant la contamination du sauveteur par le sang ou la salive.
- Filtre prévenant un contact direct de la bouche avec le visage du patient lors de la réanimation par bouche à bouche.
- Non invasif.
- Sans latex.
- Fabriqué avec du polypropylène.
- 2 tampons d'alcool 70%.
- Une paire de gants vinyle.

Vendu à l'unité, sous boîte plastique.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.