



Microperfuseur épicanien à ailettes Mirage Pic - Boîte de 100

Pour un accès veineux rapide et sans douleur

Épicanienne avec aiguille triple affilage et traitement silicone antifriction.

Avec ailettes, tubulure et connexion Luer Lock à ailettes souples.

Le microperfuseur PIC Mirage constitue la référence en matière de dispositif épicanien de type butterfly.

- Tubulure souple, longueur 30mm.
- Aiguille à triple affilage, traitement silicone antifriction.
- Longueur aiguille 20mm.
- Cône rigide Luer Lock.
- Sans latex.
- Sans phtalate.

[Peut s'utiliser avec les adaptateurs à prélèvements.](#)

Emballage individuel stérile, stérilisation oxyde d'éthylène. Validité 5 ans.

Disponible dans 6 tailles standard.

Conditionnement par boîte de 100 microperfuseurs épicanien Mirage PIC.

CE 0123.

Fabrication européenne

Matériel médical CE.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.