



### **Microperfuseur sécurité avec adaptateur à prélèvement Haemo-Flo Safe+ - Boîte de 50**

Pour le prélèvement en toute sécurité sans risque d'accident

Offre une protection efficace contre les blessures liées aux piqûres d'aiguilles grâce au système de sécurité sur l'épicroanienne. Large ailette avec grip antidérapant pour une bonne prise en main.

Unité de prélèvement à ailette comprenant :

- Un microperfuseur de sécurité à ailette avec système Safe + pour la rétraction de l'aiguille après l'utilisation.
- Une tubulure souple de longueur 19 cm.
- Un adaptateur pour prise de sang monté sur la tubulure.

Modèle disponible en 21G, 22G et 23G.

- Ne contient pas de phtalate ou dehp.
- Sans latex.
- Stérilisation à l' Oxyde Ethylène.

Conditionnés sous pochette individuelle stérile.  
Vendu par boîte de 50 microperfuseurs.

Matériel médical CE.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*