

## FICHE TECHNIQUE



### Microperfuseurs avec adaptateur pour prélèvement Haemo-Flo, Boîte de 50

**Pour une prise de sang avec un confort optimale.**

**Large ailette avec grip antidérapant pour une bonne prise en main.**

Modèle disponible en 21G, 22G et 23G.

Unité de prélèvement à ailette comprenant :

- Un microperfuseur avec ailette,
- Une tubulure courte, souple, de longueur 19 cm,
- Un adaptateur pour prise de sang monté sur la tubulure.

Conditionnés sous pochette individuelle stérile.  
Vendu par boîte de 50 unités.

Ne contient pas de phtalate ou dehp.

Matériel médical CE.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*