

FICHE TECHNIQUE

Microperfuseurs avec adaptateur pour prélèvement Haemo-Flo, Boîte de 50

Pour une prise de sang avec un confort optimale.

Large ailette avec grip antidérapant pour une bonne prise en main.

Modèle disponible en 21G, 22G et 23G.

Unité de prélèvement à ailette comprenant :

- Un microperfuseur avec ailette,
- Une tubulure courte, souple, de longueur 19 cm,
- Un adaptateur pour prise de sang monté sur la tubulure.

Conditionnés sous pochette individuelle stérile.
Vendu par boîte de 50 unités.

Ne contient pas de phtalate ou dehp.

Matériel médical CE.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

