


## FICHE TECHNIQUE



### Microperfuseurs de sécurité BD Safety Lok - Boîte de 50

Pour perfusion épicrânienne et prélèvement.

Microperfuseur avec système intégré de mise en sécurité de l'aiguille pour une protection efficace contre les blessures liées aux piqûres d'aiguilles. Larges ailettes avec grip antidérapant et longue tubulure souple de 305 mm.

Unité de prélèvement à ailette BD Safety Lok comprenant :

- Un microperfuseur de sécurité à ailette avec système de rétraction de l'aiguille après l'utilisation.
- Une tubulure souple de longueur 305 mm.
- Cône Luer.
- Témoin sonore et visuel de mise en sécurité de l'aiguille.
- Sans latex.
- Stérile.
- A usage unique.

[Peut s'utiliser avec les adaptateurs à prélèvements.](#)

Stérilisation à l' Oxyde Ethylène.

Validité 2 ans.

Modèle disponible en 21G, 23G et 25G.

Conditionnés sous pochette individuelle stérile.

Vendu par boîte de 50 microperfuseurs.

Matériel médical CE.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*