

FICHE TECHNIQUE

Microperfuseurs de sécurité BD Vacutainer® Push Button avec adaptateur - Boîte de 50

Pour le prélèvement en toute sécurité sans risque d'accident.

Unités à ailettes, stériles et à usage unique. Pré-assemblées à un adaptateur Luer pour prélèvement sanguins et perfusion intraveineuse de courte durée (max. 2h).

- Avec ailettes.
- Stériles et apyrogène.
- Retrait automatique de l'aiguille par simple pression sur le bouton-poussoir.
- Neutralisation et verrouillage irréversible de l'aiguille confirmée par un clic sonore.

Conditionnement : boîte de 50 unités, sous blister individuel.

Tailles disponibles :

- 25 g - 19 x 0,50 mm.
- 23 g - 19 x 0,60 mm.
- 21 g - 19 x 0,80 mm.

Matériel Médical CE.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

