



Mini set de pansements N°2 ultra compact - Fabrication Européenne - Robé Médical

3 tampons de gaze ronds 17 fils, 5 compresses non-tissées, 7,5 x 7,5 cm, 30g/m², 1 pince à disséquer plastique bleue, 1 pince à disséquer plastique verte & 1 blister rigide mono compartiment.

Version ultra compacte spécialement étudiée pour un minimum d'encombrement.

Instrumentation plastique premier choix avec grande facilité de préhension.

Composition du set **stérile** :

- 3 tampons de gaze ronds 17 fils
- 5 compresses non-tissées, 7,5 x 7,5 cm, 30g/m²
- 1 pince à disséquer plastique bleue
- 1 pince à disséquer plastique verte
- 1 blister rigide mono compartiment.

Conditionnement sous lot de 25 sets ultra compacts.

Matériel médical CE.

Fabriqué en Europe.