

### Miroirs laryngiens

#### Miroirs laryngiens en acier inoxydable.

Miroirs laryngiens à tige.  
Acier inoxydable autoclavable.  
Avec tête courbée.

Différentes tailles disponibles :

- 8 mm (N°00).
- 10 mm (N°0).
- 12 mm (N°1).
- 14 mm (N°2).
- 16 mm (N°3).
- 18 mm (N°4).
- 20 mm (N°5).
- 22 mm (N°6).
- 24 mm (N°7).
- 26 mm (N°8).
- 28 mm (N°9).
- 30 mm (N°10).

Les miroirs laryngiens s'adaptent sur les [manches à vis](#) pour un meilleur confort d'utilisation.

Conditionnement : sachet individuel.

Également disponible en lot de 8 miroirs : N°00, 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10.

Matériel médical CE.

