

FICHE TECHNIQUE



Nettoyeur bucco-dentaire ultrasons - Cwash Easy

Nettoyeur sur batterie, pour une hygiène bucco-dentaire optimale en cas de mobilité réduite

Le nettoyeur dentaire Cwash Easy révolutionne l'hygiène bucco-dentaire avec sa technologie.

Compact et portable, il nettoie les dents en 30 secondes seulement. Il ne requiert ni eau ni dentifrice et le rinçage de la bouche n'est pas nécessaire.

Sa brosse gouttière, dotée de micro-pois, libère menthol et xylitol.

Caractéristiques :

- Ni dentifrice ni eau
- Utilisation flexible et pratique
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Facilite les soins dentaires des personnes nécessitant une assistance
- Résistant aux morsures et aux cassures
- Brosses à micro-oscillations pour des soins dentaires efficaces
- Parfait pour les voyages
- Fonctionne sur batterie
- Bouton On/Off

Câble de recharge non inclus (USB-C)

Matériaux : Embout buccal en polymère

Composition :

- Menthol : procure la fraîcheur

- Xylitol : contribue à une action antibactérienne

Durée : Attelle dentaire suffisante pour 100 utilisations (environ 2 mois)

Utilisation : une fois la brosse gouttière mise en bouche, appuyer sur "On" afin que celle-ci nettoie l'ensemble de l'arcade dentaire en 30 secondes.

Dimensions :

- Attelle dentaire : 5,5 cm x 4,5 cm x 2,5 cm

- Batterie : 4 cm x 5 cm x 2 cm

Contenu :

- 1 x L'appareil Cwash

- 1 x Attelle dentaire à libération lente de menthol et de xylitol

- Manuel d'utilisation (QR code)

- Câble de recharge non inclus

Fabriqué en Europe.