

Nouveau: Pansement hydrocolloïde RenoCare extra mince

Favorise la cicatrisation et aide à la détersion.

Pansement hydrocolloïde composé

- d'une couche absorbante adhésive
- d'une couche de polyuréthane qui laisse respirer la peau.

La couche d'hydrocolloïde absorbe rapidement l'exsudat de la plaie pour ensuite former un gel cohésif.
Le film en polyuréthane assure une barrière de protection au liquide tout en étant perméable à la vapeur d'eau.
Ces caractéristiques garantissent un milieu humide favorable à la cicatrisation en aidant à la détersion.

Conditionnement sous emballage individuel.
Vendu par boîte de 10 pièces.

Stérilisation Rayon Gamma.

Matériel médical CE.

