

## FICHE TECHNIQUE

### OFFRE PRIVILÈGE 15++ - Microperfuseur de sécurité Nipro avec adaptateur prélèvement

33,60€ TTC

Pour une prise de sang avec un confort et une sécurité optimale.

**Jusqu'au 31 mai, profitez de 15% de remise sur ce produit**

Risque de piqûre accidentelle minimisée grâce au système de sécurité sur l'épicranienne.

Large ailette avec grip antidérapant pour une bonne prise en main.

Choix entre tubulure longue 30 cm ou tubulure courte 19 cm pour le 21G.  
Modèle disponible en 21G, 22G et 23G.

Unité de prélèvement à ailette comprenant :

- Un microperfuseur de sécurité avec système Safetouch pour rétraction de l'aiguille après l'utilisation.
- Une tubulure souple de longueur 30 cm ou 19 cm.
- Un adaptateur pour prise de sang monté sur la tubulure.

Conditionné sous pochette individuelle stérile.

Vendu par boîte de 50 unités.

Ne contient pas de phtalate ou dehp.

Matériel médical CE.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*

