



OFFRE PRIVILÈGE 30++ Gants d'examen Biomedicare Latex Naturel - 6 g - Extrémités texturée Iso 14001

3,48€ TTC

Testez le confort inégalable d'un gant en latex naturel extrait de la récolte de l'Hévéa

Jusqu'au 31 mai, profitez de 30% de remise sur ce produit

Gants en latex naturel extrait de la récolte de l'Hévéa, offrant douceur, résistance et souplesse

- Extrémités texturées pour une meilleure préhension
- Haute résistance
- Manchettes à bords roulés
- Très faiblement poudrés pour un confort optimal
- Conforme à la directive 93/42
- Conforme aux Normes EN 455-1, EN 455-2 et EN 455-3
- Certifications CE, ISO 13485, ISO 14001, ISO 18001

2 tailles disponibles :

- M, Medium (7/8)
- L, Large (8/9)

Propriétés physiques :

Poids : 6 g
Matière première : latex naturel

Taille M :
Longueur médiane : ? 240 mm
Largeur médiane : 95 ± 10 mm

Taille L :
Longueur médiane : ? 240 mm
Largeur médiane : 110 ± 10 mm

Épaisseurs :
? 0.08 mm pour la surface lisse
? 0.11 mm pour la surface texturée

Force à la rupture : ? 6 Newton

Allongement à la rupture : ? 500%

Niveau de qualité : AQL 1.5

Caractéristiques supplémentaires :

Robé Médical 26 Rue des Pânes 42200 Saint-Étienne-les-Remiremont
Demande d'information: info-produit@robe-medical.com

Conditionnement : Vendu par boîte de 100 gants.
Prix dégressif à partir de 10 boîtes achetées.