



**OFFRE PRIVILÈGE 50++ - Masque Ffp2 Macopharma - EN 149:2001 - Forme bec de canard**

**0,24€ TTC**

Pour la protection contre les aérosols solides et liquides. S'attache derrière la tête - Fabriqué en France - Non Réutilisable

**Jusqu'au 31 mai, profitez de 50% de remise sur ce produit.**

Demi-masque filtrant de classe d'efficacité FFP2 NR D conçu pour protéger des particules solides et liquides. Forme pliable, usage unique, sans latex. S'attache derrière la tête.

Conformes à la norme **EN 149 +A1:2009** selon rapport APAVE.

- Forme en bec de canard s'adaptant parfaitement à la forme du visage tout en offrant une bonne respirabilité.
- Barrette nasale insérée entre 2 couches de matériau non tissé, ajustable pour réduire les risques d'irritation.
- 2 élastiques à accrocher derrière la tête, conçus pour être mis et retirés facilement.
- Élastiques glissés sous une housse de protection, accessibles par la partie arrière du masque afin de prévenir tout risque de contamination.

Composition :

- Pièces faciales : Couches de fibres non tissées en polypropylène.
- Liens : Polypropylène/Polyester/Elasthanne.
- Barrette nasale : Polypropylène et fil en acier.
- Type d'assemblage : Soudure par ultrasons.

Dimensions :

- Profondeur: 100 (+/-3) mm.
- Base 1: 247 (+/-3) mm (côté barrette nasale).
- Base 2: 85 (+/-3) mm (côté en forme de bec).

Fabrication française.

Durée d'utilisation: 8 heures maximum.

Durée de conservation: 5 ans.

Conditionné par boîte de 50 masques. Prix dégressif à partir d'un carton de 10 boîtes.

Équipement de protection individuelle de catégorie III CE 0082.