



Ophtalmoscope Xénon Halogène 3.5V Eurolight E36 Kawe rechargeable

Qualité allemande Kawe avec poignée rechargeable directement sur secteur

Ophtalmoscope de poche compact et léger, avec éclairage xénon halogène pour une grande luminosité.

- Lumière blanche, image claire du fond d'oeil.
- XHL haute performance: 3.5V.
- 6 diaphragmes différents : Fente, Petit spot, Grand spot, Demi-lune, filtre vert et étoile de fixation.
- 18 lentilles correctrices.
- Plage de correction: de -20 à +20 dioptries.
- Manche en métal avec interrupteur, rechargeable directement sur secteur.

Ophtalmoscope avec tête plastique, poignée métal rechargeable sur secteur et trousse de rangement avec fermeture zippée.

Fabrication Allemande.

Garantie 2 ans.
Matériel Médical CE.

Important : la prise permettant la recharge de la poignée de l'otoscope ne s'adapte pas aux prises secteur avec terre.