



### Ophtalmoscope à Led 2.5V Eurolight E36 Kawe

Ophtalmoscope de qualité allemande pour un diagnostic de précision

Ophtalmoscope de poche compact et léger, LED haute performance pour un éclairage homogène et un excellent rendu des couleurs.

- Lumière blanche concentrée.
- LED haute performance: 2.5V, 5000K.
- 6 diaphragmes différents : Fente, Petit spot, Grand spot, Demi-lune, filtre vert et étoile de fixation.
- 18 lentilles correctrices.
- Plage de correction: de -20 à +20 dioptries.
- Manche porte piles en métal avec interrupteur.
- Durée de vie de la LED: 50 000 heures.

Fonctionne avec 2 piles 1.5V AA (non fournies).

Ophtalmoscope avec tête plastique, poignée métal à piles et trousse de rangement avec fermeture zippée.

Fabrication Allemande.

Garantie 2 ans.  
Matériel Médical CE.