

Ophtalmoscope à Led 2.5V Piccolight E56 Kawe

Éclairage homogène et champ d'examen extra large. Qualité allemande Kawe

Ophtalmoscope de poche compact et précis, éclairage haute performance LED.

- Lampe à vide 2,5V.
- 6 diaphragmes différents: fente, petit spot, grand spot, étoile de fixation, demi-lune et filtre vert.
- Molette de correction de lentilles: -20D à +20D.
- Optique de précision asphérique.
- Poignée à piles (2 piles 1,5V AA).
- Coloris: Noir.

Ophtalmoscope avec tête plastique, poignée à piles et trousse de rangement.

Fabrication Allemande.

Garantie 2 ans.

Matériel Médical CE.

