



### Otoscope Heine Mini 3000 - Éclairage halogène direct XhI

Valeur sûre le Mini 3000 est l'outil de référence des otoscopes avec éclairage conventionnel

Référence en matière d'instrument de poche, les otoscopes HEINE mini 3000<sup>®</sup> sont destinés à l'examen du conduit auditif ainsi que, plus généralement, à l'éclairage de surfaces dans le cadre d'exams non invasifs.

**Type d'éclairage :** halogène direct (sans fibre optique)

- Grossissement 3 X.
- Manche porte piles à interrupteur.
- Avec raccord de soufflerie

**Livré complet avec :** poignée, ampoule et 2 piles LR6 (AA).

**Conditionnement :** en coffret cartonné rigide avec 10 spéculums auriculaires à usage unique (diam 2,5 et 4mm).

Fabrication Allemande.

Garantie 3 ans.