

Otoscope Heine Mini 3000 Led Fibre Optique

La nouvelle gamme des otoscopes Heine réputés pour leur qualité optique avec désormais les avantages de l'éclairage Led.

Otoscope de précision Mini 3000 avec éclairage **fibre optique**. Eclairage **LED** permettant une luminosité optimale, une autonomie renforcée pour les batteries, et une durée de vie prolongée pour la source lumineuse.

L'éclairage fibre optique pour un champ de vision maximal.

- Grossissement 3 X.
- Manche porte piles à interrupteur.
- Avec raccord de soufflerie.
- Eclairage lumineux et homogène.
- Rendu des couleurs excellent (4000K)
- Durée de vie de la LED de 50 000 heures.
- Fonction diminution progressive de la luminosité pour indiquer le changement de batterie.
- Autonomie de 10 heures.

Référence en matière d'instrument de poche, les otoscopes HEINE mini 3000® sont destinés à l'examen du conduit auditif ainsi que, plus généralement, à l'éclairage de surfaces dans le cadre d'exams non invasifs.

Livré complet avec poignée, ampoule et 2 piles LR6 (AA)

Conditionnement en coffret cartonné rigide avec 10 spéculums auriculaires à usage unique (diam 2,5 et 4mm).

Otoscope de qualité allemande.
Matériel médical CE.
Garantie 5 ans.

