

FICHE TECHNIQUE

Otoscope Heine Mini 3000 - éclairage Halogène Xhl avec fibre optique

Pour un diagnostic de précision et un confort d'examen optimal

Référence en matière d'instrument de poche, les otoscopes HEINE mini 3000 ® sont destinés à l'examen du conduit auditif ainsi que, plus généralement, à l'éclairage de surfaces dans le cadre d'examens non invasifs.

Eclairage fibre optique pour un champ de vision maximal (absence de champs mort contrairement à l'éclairage direct)

Eclairage XHL halogène Xenon qualité Heine.

- Grossissement 3 X.
- Manche porte piles à interrupteur.
- Avec raccord de soufflerie

Livré complet avec poignée, ampoule et 2 piles LR6 (AA).

Conditionnement en coffret cartonné rigide avec 10 spéculums auriculaires à usage unique (diam 2 ,5 et 4mm).

Garantie 3 ans.

