

Otoscope Led et Fibres Optiques Standard 2,5V Combilight et Eurolight Kawe

Otoscope de qualité allemande bénéficiant des dernières technologies Led et fibres optiques.

Les otoscopes Combilight et Eurolight vous permettent de bénéficier des avantages de l'éclairage LED avec le confort de vue de la fibre optique.

- Tête d'otoscope plastique ou métal.
- Connexion cliquable.
- Loupe pivotante.
- Grossissement 3x.
- Forte intensité lumineuse instantanée.
- Illumination directe grâce à la fibre optique.
- Pas d'effet stroboscopique.
- Raccord de soufflerie pour test pneumatique intégré.
- Poignée métal à piles.
- Autonomie prolongée: 50 000 heures.

2 présentations disponibles:

- **Combilight:** Illuminance: 4.200 Lux.

Otoscope avec tête plastique, poignée métal à piles, jeu de 10 spéculums Ø2,5 mm, jeu de 10 spéculums Ø 4 mm et trousse de rangement avec fermeture zippée.

- **Eurolight:** Illuminance: 6.100 Lux.

Otoscope avec tête métal, poignée métal à piles, jeu de 10 spéculums Ø2,5 mm, jeu de 10 spéculums Ø 4 mm et trousse de rangement avec fermeture zippée.

Fonctionne avec 2 piles LR14 (non fournies).

Fabrication Allemande.

Garantie 2 ans.
Matériel médical CE.

