



Otoscope Luxamed Auris Cct micro Led 2,5 V. L'éclairage MicroLed dernière génération

La qualité optimale d'un éclairage microLed dernière génération avec choix lumière chaude lumière froide.

Bénéficiez d'un éclairage circulaire LED intense et qualitatif, sans impacter le champ de vision. L'éclairage est assuré directement par 6 micro-leds, haute performance et d'une longévité renforcée, placées autour de la tête.

Grâce à la source de lumière située dans la pointe de la tête, l'éclairage se transmet sans perte de lumière dans le tunnel de vision.

La micro-led est un procédé exclusif de chez Luxamed, de qualité supérieure par rapport à l'éclairage classique et la fibre optique.

Grâce à la Technologie CCT, choisissez désormais entre une Lumière blanche chaude ou froide :

- Lumière blanche chaude: comparable aux sources de lumière conventionnelles telles que les lampes à incandescence ou à décharge afin d'obtenir l'éclairage habituel lors de l'examen otoscopique. Composition spectrale de la lumière similaire aux lampes à incandescence et à décharge.
- Lumière blanche froide: pour un meilleur contraste, en particulier dans la partie rougeâtre du spectre. La composition spectrale de la lumière permet une représentation plus précise des vaisseaux et des zones à apport sanguin élevé grâce à une absorption accrue.

Caractéristiques :

- Éclairage innovant : anneau LED avec 2x4 LED (concentriques)
- Commutable par pression sur un bouton
- Pas de fibre optique
- Pas de champ de vision restreint
- Sans entretien, car aucun changement de lampe n'est nécessaire
- Arrêt automatique après 3 minutes
- LED à vie : environ 100000 heures grâce à un fonctionnement idéal avec contrôle de courant constant
- Température de couleur : circuit 1 environ 3000 K et circuit 2 environ 6000 K
- Loupe triple pivotante avec fonction de verrouillage
- Raccord de ventilateur pour test pneumatique
- Manche à 2 composants (aluminium / plastique renforcé de fibre de verre), peut également être combiné avec la tête LED
- Fabrication Allemande.

Dimensions : 16,5 x 4,7 x 3 cm

Poids : 119g avec les piles

Service Après Vente pour la France : Robé Médical.

Résistance avantageuse aux chocs lors des déplacements.

Livré avec :

- 10 spéculums auriculaires jetables gris 2.5 mm
- 10 spéculums auriculaires jetables gris de 4 mm
- 2 piles alcalines AAA
- mode d'emploi

Disponible en 4 coloris : Noir, Bleu, Gris et Blanc

