



### Otoscope Macroview Welch Allyn FO à Led avec manche à piles

**Les avantages d'un éclairage à LED associés au champ de vision extra large du Macroview.**

**Luminosité optimale grâce à la technologie Surecolor de l'ampoule LED, autonomie renforcée pour les batteries, et durée de vie prolongée pour la source lumineuse.**

Version avec Manche à piles pour utilisation avec piles classiques ou rechargeables.

Les avantages Macroview :

- Champ de vision 2x plus large.
- Clarté et définition optimale des repères.
- Visualisation précise et nette du conduit auditif et de la membrane tympanique.
- Verrouillage et éjection automatique des spéculums.
- Ouverture pour test d'insufflation.
- Ampoule Welch Allyn 3,5 V.
- Poids: 394g (sans les piles).

Fonctionne avec 2 piles LR14 classiques ou rechargeables.

Livré complet avec tête d'otoscope, manche à pile inox, ampoule LED, jeu de 4 spéculums et ampoule Welch Allyn 3,5 V.

Pour utiliser votre otoscope, des speculums Welch Allyn sont nécessaires. Retrouvez les à la page suivante : [spéculums pour otoscope Macroview](#).

Ce modèle existe également en [version Eclairage Halogène](#).

Matériel médical CE.

Garantie 3 ans.