

FICHE TECHNIQUE



Otoscope Macroview Welch Allyn FO avec manche rechargeable

Pour un champ de vision 2 fois plus large qu'un otoscope classique.

Visualisation parfaite du canal auditif et de la membrane tympanique.

- Très bonne clarté et définition des repères.
- Verrouillage et éjection sécurisée du spéculum.
- Ouverture pour test pneumatique.
- Mise au point automatique ou manuelle.
- Eclairer laryngien en option pour utiliser l'otoscope comme lampe à main, en dévissant la tête de vision.
- Ampoule Welch Allyn 3,5 V.

Alimentation : batterie lithium rechargeable longue durée

Existe également en coffret avec 2 piles classiques LR14 (voir référence **OT2509**)

Livré en coffret complet avec tête d'otoscope, manche rechargeable lithium longue durée, 4 spéculum, ampoule Welch Allyn 3,5 V, socle de chargement et bloc d'alimentation.

Pour utiliser votre otoscope, des spéculums Welch Allyn sont nécessaires. Retrouvez les à la page suivante : [spéculums pour otoscope Macroview](#).

Matériel Médical CE.
Garantie 3 ans.