



### Otoscope éclairage fibre optique avec Led Piccolight Kawe

**Un format de poche léger, précis et robuste. Le confort de vue de la fibre optique avec le rendement lumineux excellent de la LED.**

Otoscope de poche Piccolight KAWE F.O. à LED avec manche porte piles.

- Grossissement 3X grâce à la loupe pivotante.
- Luminosité optimale (centrée)
- Illumination directe grâce à la fibre optique.
- Plusieurs possibilités d'éclairage
- Intensité lumineuse : environ 8.000 lux.
- Durée de vie de l'ampoule : environ 100.000h
- Résistant aux chocs
- Économise de l'énergie
- Fonctionne avec 2 piles AA 1.5 LR6 non fournies.
- Poids : 70 g.

Livré complet prêt à l'emploi sous étui en tissu avec un jeu de 10 spéculums usage unique Ø 2.5 mm et Ø 4 mm.

Coloris otoscope : noir, bleu et gris.

Les otoscopes KAWE Piccolight F.O. à éclairage au Xénon peuvent être équipés du nouvel éclairage LED par simple changement d'ampoule.

Fabrication européenne.

Matériel médical Garantie 3 ans.